



“눈상하고 속상하고...”

서클렌즈, 이제 꼼꼼히 생각해 보고 결정하세요.

젊은 여성층을 중심으로 중심으로 폭발적인 사랑을 받는 서클렌즈 - 하지만 알고 계세요?

표면이 거친 서클렌즈는 당신의 눈에 단순한 불편함 이상의 나쁜 영향을 줄 수 있습니다.

SAFE 「한국 소비자 보호원은 소비자가 미용 목적으로 컬러 콘택트렌즈를 착용했다가 피해를 보는 사례가 부쩍 늘어 사고 예방을 위해 소비자 안전 경보'를 발령했다. 컬러렌즈로 인한 피해는 주로 소비자가 인터넷을 통해 거래되는 저가의 중고렌즈를 구입해 착용할 경우 발생하며 거칠게 착색된 불량품을 착용할 경우 각막염 등을 유발하며 심하면 시력장애까지 일으킬 수 있다. 소비자 관계자는 “렌즈 구입 전 모델명, 제조수입업체 등을 살펴 불량품 여부를 확인해야 하며 사용시에는 1일 6시간 이상 착용하지 말고 유효기간을 준수해야 피해를 예방할 수 있다”고 말했다. 출처 : 한국 소비자 보호원 보도자료 중에서

이제 서클렌즈를 고르실 때는 꼼꼼하게 따져보고 결정하세요.



Click! **아큐브 시범착용 렌즈 신청**
www.acuvue.co.kr

소비자 상담센터 080-023-0202

Johnson & Johnson Vision Care

ACUVUE®

나를 찾는 자유

www.acuvue.co.kr

매일매일 돋보이는 눈동자, 감쪽같아요!
이제 눈 건강까지 생각하세요

1-DAYACUVUE®
DEFINE™
BRAND CONTACT LENSES

아큐브가 만든 프리미엄 서클렌즈,
원데이 아큐브 디파인

Johnson & Johnson



아큐브가 만들어 차원이 다릅니다
프리미엄 서클렌즈, 원데이 아큐브 디파인



아큐브가 만들어 편안합니다.

컬러 색소 부분이 눈에 직접 닿는 서클렌즈와는 다르게 원데이 아큐브 디파인은 눈에 색소부분이 직접 닿지 않습니다. 또한 두 겹의 렌즈 사이에 자연스러운 서클라인이 인쇄되어 컬러 부분이 눈에 직접 닿지 않으므로 훨씬 더 눈이 편안한 획기적인 신제품입니다.

■ 렌즈 분해도



원데이 아큐브 디파인은 한층 편안하고 자연스러운 아름다움을 드립니다.

아큐브가 만들어 자연스럽습니다.

모처럼 큰 맘먹고 착용한 서클렌즈- 하지만 남들이 다 눈치챈다면? 렌즈 서클의 크기가 지나치게 과장된 기존 서클렌즈는 착용시 어색하게 보이지만 원데이 아큐브 디파인은 아시아 여성의 평균 홍채 직경을 기준으로 만들어진 최적의 서클 사이즈로 자연스러운 아름다움을 드립니다.

■ 원데이 아큐브 디파인 착용전



■ 원데이 아큐브 디파인 착용후

동아시아 지역 여성 소비자의 평균 홍채 사이즈는 11.4mm입니다. 원데이 아큐브 디파인의 서클사이즈는 12.3mm로 평균적으로 0.9mm홍채가 확장되어 티나지 않고 자연스럽게 아름다운 눈동자를 연출합니다.

아큐브가 만들어 간편합니다.

렌즈관리에 따른 불편함- 원데이 아큐브 디파인에는 없습니다. 매일매일 렌즈를 교체해 주는 것은 렌즈소독, 세척 등 렌즈관리의 불편함 없이 콘택트렌즈를 착용하는 편리한 방법입니다. 또한 눈 건강을 위해서도 매일매일 렌즈를 교체해 주는 것이 좋습니다. 원데이 아큐브 디파인은 세계최초의 일일착용 서클렌즈- 매일매일 새 렌즈를 교체함으로써 위생적이고 눈 건강에도 좋습니다.

원데이 아큐브처럼 잘 보이고 편안합니다.

기존의 원데이 아큐브를 사용하셨던 분들은 똑같이 놀라운 편안함으로 원데이 아큐브 디파인의 세계를 경험하실 수 있습니다. 원데이 아큐브의 놀라운 시력 교정효과는 물론 컬러 색소 부분이 눈에 직접 닿지 않아 편안하고 건강한 아름다움을 드립니다.

	시력	편안함	핸들링
원데이 아큐브 디파인	44.4	42.1	43.9
원데이 아큐브	44.9	43.1	44.7

※자료출처: 싱가포르 DID 클리닉 리서치, 7~8월 2004년
 ※원데이 아큐브 디파인은 시력과 편안함, 핸들링에서 원데이 아큐브와 거의 동일한 효과를 나타낸다.

[원데이 아큐브 VS 원데이 아큐브 디파인]

원데이 아큐브 디파인은 눈을 직접 자극하는 서클렌즈와 차별화 됩니다. 아큐브만의 첨단 기술로 자연스러운 서클라인 이 두 겹의 렌즈 사이에 인쇄되어 컬러 색소 부분이 눈에 직접 닿지 않아 훨씬 더 눈이 편안한 획기적인 신제품입니다.

"이제 원데이 아큐브를 착용한 듯 편안하고 건강한 프리미엄 서클렌즈를 만나보세요."

원데이 아큐브 디파인이 드리는 아름다운 자신감!

매일 매일 돋보이는 당신의 눈동자- 원데이 아큐브 디파인으로 매일 아침, 하루를 시작해 보세요. 언제나 어디서나 주변의 시선을 끌게 됩니다. 자연스럽게 우아하게, 당신의 아름다움을 업그레이드시키는 방법- 원데이 아큐브 디파인입니다.

