

Johnson & Johnson

# 난시전용 신제품!

“아큐브 어드밴스 난시전용 덕분에  
어떤 삶의 순간도 포켓하게 즐겨요.”



아큐브 최초  
난시전용 제품



지금, 선명하고 또렷한 시력을 만나보세요.

콘택트렌즈를 꺼도 보는 것마다 뿌옇거나 초점이 잘 안 맞는 난시라구요? 새로운 아큐브 어드밴스 난시전용을 만나보세요. 선명한 시력과 비교할 수 없는 편안함의 아큐브 어드밴스 난시전용! 놓치고 있던 소중한 순간들, 이제 맘껏 즐기세요.

※아큐브 어드밴스 난시전용은 존슨앤드존슨비전케어 교육센터에서 교육 과정을 이수한 안경원에서만 취급 합니다. 지금 아큐브 난시 전문점에 문의하세요.

ACUVUE® 나를 찾는 자유

www.acuvue.co.kr

**난시전용 신제품!**

“아큐브 난시전용 제품 최초 출시”



**선명한 난시 교정과 신속한 피팅**

아큐브 어드밴스 난시전용의 새로운 디자인 ASD(Accelerated Stabilization Design)는 안경과 렌즈의 상호작용을 최소화하여 탁월한 축교정 효과를 가져옵니다. ASD 디자인을 통한 신속한 피팅은 안경원 비즈니스의 새로운 기회가 될 것입니다.

	Sph.	Cyl.	Axis
SKUs	+0.25 ~ +6.00 (0.25단위)	-0.75 -1.25 -1.75	10, 20, 70, 80, 90, 100, 110, 160, 170, 180
	-0.00 ~ -6.00 (0.25단위)	-0.75 -1.25 -1.75	180, 170, 160, 90, 20, 10 (사축은 10° 단위로 주문가능)
	-6.50 ~ -9.00 (0.50단위)	-1.25 -1.75	180, 170, 160, 90, 20, 10, 70, 80, 100, 110
재질	galyfilcon A		
직경	14.5mm		
베이스커브	8.6mm		
흡수율	47%		
자외선 차단	1등급 (UVB 99%, UVA 95% 차단)		
착용기간	2주		
습윤제	HYDRACLEAR™		
디자인	ASD (Accelerated Stabilization Design)		

※ 아큐브 어드밴스 난시전용은 존슨앤드존슨비전케어 교육센터에서 교육 과정을 이수한 안경원에서만 취급 합니다. 문의사항은 존슨앤드존슨비전케어 교육센터나 난시전문점 또는 아큐브 영업담당자에게 문의 하세요.