



최신 기술로
시작부터 편안한 눈
나의 첫 콘택트렌즈
아큐브® 어드밴스
with HYDRACLEAR™



'촉촉한 편안함이 오래오래'

© Johnson & Johnson Korea Ltd. 2006. All rights reserved.

이 사이트는 (주)한국존슨앤드존슨이 제작하였으며 이의 내용에 관하여 단독으로 책임을 지며 대한민국 거주자들의 사용을 목적으로 제작되었음을 알려드립니다. 아큐브®, ACUVUE®는 (주)한국존슨앤드존슨에서 등록된 상표입니다.

아큐브®, ACUVUE®, 아큐브® 어드밴스™, ACUVUE® ADVANCE™, HYDRACLEAR™, 디파인™, DEFINE™은 모두 (주)한국존슨앤드존슨의 상표입니다.



아큐브® 어드밴스™

아큐브® 어드밴스™는 혁신적인 기술의 결과물로 편안함이 오래 지속됩니다. HYDRACLEAR™는 아큐브®만의 독자적인 기술의 브랜드명으로 우수한 렌즈의 기본재질과 더불어 놀랄만큼 촉촉한 습윤인자가 어우러져 깨끗하고 촉촉한 렌즈를 구성하였으며 이를 통해 독특하면서도 실크와 같은 부드러운 느낌을 제공합니다.



선명한 시력과 편안함을 드리는 아큐브® 어드밴스™는 울트라 컴포트 시리즈™ (ULTRA COMFORT SERIES™) 제품입니다.

[촉촉한 편안함을 오래오래 >>](#)

아큐브® 온라인 제품을 주문하시려면 아큐브® 온라인 을 클릭하세요

특장점 | 렌즈범위 | 착용 및 교체 주기

특장점

- 뛰어난 촉촉함
- 탈수현상 저하
- 부드럽고 유연한 재질
- Class 1 UVA, UVB 차단
- 어떠한 하이드로젤 렌즈보다 높은Dk_t=85.7
- 낮은 단백질 침착
- 표면코팅 불필요
- 식별색
- 안팎 구분 표시 (123)
- ACUVUE® 2 Brand Contact Lenses 렌즈 디자인

렌즈 범위

- 베이스 커브 8.3mm / 직경 14.0mm
-0.50D에서 -12.00D (-6.00부터0.50단위)
- 베이스 커브 8.7mm / 직경 14.0mm
-0.50D에서 -12.00D
+0.50D에서 +8.00D (±6.00부터0.50단위)

착용 및 교체 주기

- 매일 착용
- 2주 교체 권장

경고: 자외선 흡수 콘택트렌즈는 눈과 눈 주위를 완전히 보호하지 않으므로 자외선 차단 고글이나 선글라스 대용으로 사용할 수 없습니다. 지시에 따라 자외선 흡수 안경류를 사용하셔야 합니다. 주의: 장시간 자외선에 노출되면 백내장 발병의 원인이 될 수 있습니다.

자외선 노출은 환경적 조건(고도, 지형, 구름의 상태)과 개인적 요소(실외활동의 수준과 정도)와 같은 여러 요소에 기인합니다. 자외선 차단 콘택트렌즈는 유해한 자외선으로부터 눈을 보호해줍니다. 그러나 아직까지 자외선 차단 콘택트렌즈를 착용하여 백내장이나 다른 안 질환의 발병률이 감소한다고 나타난 의학적 연구 자료는 없습니다. 보다 자세한 내용은 렌즈를 구입한 안경원이나 안과전문의와 상담하십시오.