



아큐브® 최초
난시전용 제품



아큐브® 어드밴스™ 난시전용

아큐브® 어드밴스® 난시전용은 자연스런 눈의 깜빡임을 이용하여 축이 교정되는 새로운 디자인 방법인 ASD (Accelerated Stabilization Design) 공법으로 렌즈 축의 안정성을 확립 했습니다. 아큐브® 어드밴스® 난시전용은 토릭 렌즈로써는 처음으로 HYDRACLEAR™ 기술이 적용 되었습니다. HYDRACLEAR™는 아큐브®만의 독자적인 기술의 브랜드명으로 우수한 렌즈의 기본재질과 더불어 놀랄만큼 촉촉한 습윤인자가 머우러져 깨끗하고 촉촉한 렌즈를 구성하였으며 이를 통해 독특하면서도 실크와 같은 부드러운 느낌을 제공합니다.



선명한 시력과 편안함을 드리는 아큐브® 어드밴스™ 난시전용은 울트라 컴포트 시리즈™ (ULTRA COMFORT SERIES™) 제품입니다.

[촉촉한 편안함을 오래오래 >>](#)

아큐브® 온라인 제품을 주문하시려면 아큐브® 온라인 을 클릭하세요

특장점 | 렌즈범위 | 착용 및 교체 주기

렌즈범위

- 베이스 커브 8.6mm / 직경 14.5mm
 - -0.00~-6.00 (0.25단위)
Cyl -0.75, -1.25, -1.75
Axis 10°에서 180° (10° 단위)
 - +0.25~+6.00 (0.25단위)
Cyl -0.75, -1.25, -1.75
Axis 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
 - -6.50~-9.00 (0.50단위)
Cyl -1.25, -1.75
Axis 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
- 베이스 커브 8.7mm / 직경 14.0mm
-0.50D에서 -12.00D
+0.50D에서 +8.00D (±6.00부터0.50단위)

착용 및 교체 주기

- 매일 착용
- 2주 교체 권장

특장점

- 빠르고 신속한 피팅
- 또렷하고 선명한 시력
- 장시간의 편안함
- ASD(Accelerated Stabilization Design)공법으로 강화된 안정성과 탁월한 축교정
- HYDRACLEAR™ 기술을 통한 뛰어난 편안함
- 부드럽고 유연한 재질
- 6개월이 포장
- Class 1 UVA, UVB 차단
- 식별색

경고: 자외선 흡수 콘택트렌즈는 눈과 눈 주위를 완전히 보호하지 않으므로 자외선 차단 고글이나 선글라스 대응으로 사용할 수 없습니다. 지시에 따라 자외선 흡수 안경류를 사용하셔야 합니다. 주의: 장시간 자외선에 노출되면 백내장 발병의 원인이 될 수 있습니다.

자외선 노출은 환경적 조건(고도, 지형, 구름의 상태)과 개인적 요소(실외활동의 수준과 정도)와 같은 여러 요소에 기인합니다. 자외선 차단 콘택트렌즈는 유해한 자외선으로부터 눈을 보호해줍니다. 그러나 아직까지 자외선 차단 콘택트렌즈를 착용하여 백내장이나 다른 안 질환의 발병률이 감소한다고 나타난 의학적 연구 자료는 없습니다. 보다 자세한 내용은 렌즈를 구입한 안경원이나 안과전문의와 상담하십시오.

© Johnson & Johnson Korea Ltd. 2006. All rights reserved.

이 사이트는 (주)한국존슨앤드존슨이 제작하였으며 이의 내용에 관하여 단독으로 책임을 지며 대한민국 거주자들의 사용을 목적으로 제작되었음을 알려드립니다. 아큐브®, ACUVUE®는 (주)한국존슨앤드존슨에서 등록된 상표입니다.

아큐브®, ACUVUE®, 아큐브® 어드밴스™, ACUVUE® ADVANCE™, HYDRACLEAR™, 디파인™, DEFINE™은 모두 (주)한국존슨앤드존슨의 상표입니다.